

# デキサメタゾン

項目名           デキサメタゾン (DX)

検査方法        LC-MS/MS

検体提出量       血清       0.3 mL以上

保存方法        凍結

定量下限        50 pg/assay  
                  血清       0.1 mL使用時 0.5 ng/mL

報告日数        検体受領後 3週間程度

備考            記載検体量以下の場合にご相談ください  
                  上記はヒトの場合です。他の動物種・マトリックスについてはお問い合わせください  
                  研究検体を主とする測定のため、基準値の設定はございません

