

メチマゾール〈メルカゾール〉

項目名 メチマゾール〈メルカゾール〉（MMI）

検査方法 LC-MS/MS

検体提出量 血清 0.1 mL以上

保存方法 凍結

定量下限 20 pg/assay
 血清 0.02 mL使用時 1 ng/mL

報告日数 検体受領後 3週間程度

備考 記載検体量以下のご相談ください
 上記はヒトの場合です。他動物種・マトリックスについてはお問い合わせください
 研究検体を主とする測定のため、基準値の設定はございません

