


甲状腺ホルモン測定には 特異性の高いLC-MS/MS！



例えば
こんなお悩みをお持ちの方

検査値が**本当に正しいか**疑問。。。
数値に**自己抗体の影響**があるかも。。。
rT3に興味があるけど、測定が出来ない。。。
ヒト以外の動物でも測定してみたい。。。




当社なら！


- ☆ 自己抗体の影響を受けない検査ができます！ ☆
(FT4, FT3, サイログロブリン)
- ☆ rT3をT4及びT3と同時測定ができます！ ☆
- ☆ 猫や犬などのT4、T3検査もご相談ください ☆

特異性に特化した甲状腺ホルモン分析

限外ろ過による遊離型甲状腺ホルモン分析



トリプシン消化によるサイログロブリン分析



分子量で甲状腺ホルモンを分析！
自己抗体やタンパク質の影響を排除！

▼詳しくはお問い合わせ下さい

 株式会社あすか製薬メディカル

お問い合わせ

受付時間：月～金曜日 9:00～17:35
土日・祝祭日・年末年始等を除く

電話：0466-77-8336

メール：kensa-med@ap-med.co.jp

ホームページ：https://www.ap-med.co.jp