

デヒドロエピアンドロステロン

項目名 デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)

検査方法 LC-MS/MS

検体提出量 血清 0.3 mL以上
 組織 100 mg以上

保存方法 凍結

定量下限 2 pg/assay
 血清 0.2 mL使用時 10 pg/mL
 組織 100 mg使用時 20 pg/g

報告日数 検体受領後 3週間程度

備考 記載検体量以下のご相談ください
 上記はヒトの場合です。他の動物種・マトリックスについてはお問い合わせください
 研究検体を主とする測定のため、基準値の設定はございません

