


5 α -アンドロスタン-3 α ,17 β -ジオール

項目名 5 α -アンドロスタン-3 α ,17 β -ジオール(5 α ,3 α -A-diol)

検査方法 LC-MS/MS

検体提出量 血清 0.3 mL以上
組織 100 mg以上



保存方法 凍結

定量下限 0.5 pg/assay
血清 0.2 mL使用時 2.5 pg/mL
組織 100 mg使用時 5 pg/g

報告日数 検体受領後 3週間程度

備考 記載検体量以下の場合はご相談ください
上記はヒトの場合です。他の動物種・マトリックスについてはお問い合わせください
研究検体を主とする測定のため、基準値の設定はございません