


## 5 $\alpha$ -アンドロスタン-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -ジオール

項目名 5 $\alpha$ -アンドロスタン-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -ジオール(5 $\alpha$ ,3 $\beta$ -A-diol)

検査方法 LC-MS/MS

検体提出量 血清 0.3 mL以上  
組織 100 mg以上



保存方法 凍結

定量下限 0.5 pg/assay  
血清 0.2 mL使用時 2.5 pg/mL  
組織 100 mg使用時 5 pg/g

報告日数 検体受領後 3週間程度

備考 記載検体量以下のご相談ください  
上記はヒトの場合です。他の動物種・マトリックスについてはお問い合わせください  
研究検体を主とする測定のため、基準値の設定はございません