

超高感度エストロン

項目名 超高感度エストロン(E1)

検査方法 LC-MS/MS

検体提出量 血清 0.3 mL以上
組織 100 mg以上

保存方法 凍結

定量下限 0.02 pg/assay
血清 0.2 mL使用時 0.1 pg/mL
組織 100 mg使用時 0.5 pg/g

報告日数 検体受領後 3週間程度

その他 記載検体量以下の場合はご相談ください
上記はヒトの場合です。他の動物種・マトリックスについてはおといあわせください
研究検体を主とする測定のため、基準値の設定はございません

