

エストリオール

項目名 エストリオール(E3)

検査方法 LC-MS/MS

検体量 血清 0.3 mL以上
組織 100 mg以上

保存方法 凍結

定量下限 3 pg/assay
血清 0.2 mL使用時 15 pg/mL
組織 100 mg使用時 30 pg/g

報告日数 検体受領後 3週間程度

その他 エストラジオール (E2)、エストロン (E1) との同時分析が可能です
記載検体量以下の場合はご相談ください
上記はヒトの場合です。他動物種・マトリックスについてはお問い合わせください
研究検体を主とする測定のため、基準値設定はございません

