


ステロイドー斉分析 (17成分)

●必要検体量：ヒト血清0.2 mL以上

※血漿, 組織, 尿, 培養液も測定可能

※他の動物種については, お問い合わせください



お問い合わせ

受付時間：月～金曜日 9:00～17:35
土日・祝祭日・年末年始等を除く

電話：0466-77-8336

メール：kensa-med@ap-med.co.jp

ホームページ：<https://www.ap-med.co.jp>

No.	測定項目名 (略号)	定量下限*
1	エストラジオール (E2)	5 pg/mL
2	エストロン (E1)	5 pg/mL
3	テストステロン (T)	5 pg/mL
4	アンドロステンジオン (A-dione)	10 pg/mL
5	デヒドロエピアンドロステロン (DHEA)	10 pg/mL
6	ジヒドロテストステロン (DHT)	5 pg/mL
7	アンドロステンジオール (Δ 5A-diol)	5 pg/mL
8	コルチゾール (F)	250 pg/mL
9	コルチゾン (E)	100 pg/mL
10	11-デオキシコルチゾール (11-DOF)	5 pg/mL
11	コルチコステロン (B)	10 pg/mL
12	11-デヒドロコルチコステロン (A)	5 pg/mL
13	11-デオキシコルチコステロン (DOC)	5 pg/mL
14	プロゲステロン (P4)	10 pg/mL
15	プレグネノロン (P5)	5 pg/mL
16	17-ヒドロキシプロゲステロン (17-OHP4)	50 pg/mL
17	17-ヒドロキシプレグネノロン (17-OHP5)	5 pg/mL

*：血清0.2 mL使用時