

リバーストリヨードサイロニン

項目名 リバーストリヨードサイロニン(rT3-MS)

検査方法 LC-MS/MS

検体提出量 血清 0.05 mL以上

保存方法 凍結

定量下限 0.5 pg/assay
 血清 0.02 mL使用時 0.025 ng/mL

報告日数 検体受領後 3週間程度

備考 記載検体量以下のご相談ください
 上記はヒトの場合です。ヒト血清のみ受託可能です
 研究検体を主とする測定のため、基準値の設定はございません

