

24,25-ジヒドロキシビタミンD3

項目名 24,25-ジヒドロキシビタミンD3 (24,25-(OH)₂D₃)

検査方法 LC-MS/MS

検体提出量 血清 0.2 mL以上
組織 100 mg以上

保存方法 凍結

定量下限 2 pg/assay
血清 0.1 mL使用時 0.02 ng/mL
組織 100 mg使用時 20 pg/g

報告日数 検体受領後 3週間程度

備考 記載検体量以下の場合はご相談ください
上記はヒトの場合です。他の動物種・マトリックスについてはお問い合わせください
研究検体を主とする測定のため、基準値の設定はございません

