

超高感度エストロゲン測定法がさらに高感度化しました

この度、LC-MS/MSによる超高感度エストラジオール、超高感度エストロン測定法の感度がさらにアップ致しました。

超高感度エストラジオールの定量下限は、血清 0.2 mL 使用時で 0.025 pg/mL。通常のイムノアッセイに比べ約 400 倍の感度で測定ができます。

今まで測定が困難だった閉経後女性やラット、マウスのエストロゲン測定に、是非、ご活用下さい。

超高感度エストロンの定量下限	0.05 pg/assay
血清 0.2mL 使用時	0.25 pg/mL
超高感度エストラジオールの定量下限	0.005 pg/assay
血清 0.2mL 使用時	0.025 pg/mL

(2017 年 4 月)