




LC-MS/MSでエストリオールを含む エストロゲン測定ができます



エストロン
(E1)



エストラジオール
(E2)



エストリオール
(E3)




- 胎児-胎盤機能の指標としてのE3が測定できます。
- 血中・尿中※の他、様々なマトリックスに対応します。
- E1,E2はプロゲステロンやアンドロゲンとの同時測定も可能

※尿は加水分解処理を行います。

極微量～高濃度E2測定に対応します。

様々な血中のE2濃度



E1,E2と同時に濃度測定が可能な主なアンドロゲン

測定可能項目

Testosterone

Dehydroepiandrosterone

Dihydrotestosterone

Androstenedione

Δ 5-Androstenediol

11-Ketotestosterone

エストロゲンを含む様々なステロイド研究にも利用できます。

▼詳しくはお問い合わせ下さい

お問い合わせ

受付時間：月～金曜日 9:00～17:35
土日・祝祭日・年末年始等を除く

電話：0466-32-7218

メール：kensa-med@ap-med.co.jp

ホームページ：https://www.ap-med.co.jp