

遊離テストステロンを LC-MS/MSで測定

生理活性を示す遊離テストステロンの把握が重要

◆加齢男性性腺機能低下症候群 (LOH症候群)◆

◆多嚢胞性卵巣症候群 (PCOS)◆

- ✓ 血中遊離テストステロン濃度を測定
- ✓ 1~10000 pg/mLと幅広い測定範囲
- ✓ 血中総テストステロンの0.5~2%が遊離テストステロンとして測定

※弊社の遊離テストステロン濃度は算定遊離テストステロン (cFT) と近似した濃度となります。


▼詳しくはお問い合わせ下さい



あすか製薬グループ

株式会社 あすか製薬メディカル

男女いずれも血中遊離テストステロン濃度測定が可能



	男性	女性
Free T濃度	29.5 ~ 75.4	1.1 ~ 2.8

総テストステロンの0.5~2%が遊離テストステロンとして測定

Sample	Free T (pg/mL)	Total T	Free/Total (%)
M-1	29.5	5267.7	0.6
M-2	60.7	7802.7	0.8
M-3	39.3	5957.3	0.7
M-4	63.0	3274.4	1.9
M-5	52.5	4303.5	1.2

あすか製薬グループ
株式会社 あすか製薬メディカル

お問い合わせ

受付時間：月～金曜日 9:00～17:35
土日・祝祭日・年末年始等を除く

電話：0466-77-8336

メール：kensa-med@ap-med.co.jp

ホームページ：https://www.ap-med.co.jp